

VİSKOZİMETRE



Marka ve Model

AND Company LTD. – SV10

Test Düzenegi Hakkında Bilgi

30 Hz'lik bir frekansda titreşen sensör plakaların yardımıyla dinamik bir ölçüm aralığında ve yüksek doğrulukda/tekrarlanabilirlikde Tuning Fork presibine göre sürekli ölçüm yapılabilmektedir. 0.3- 10000 mPa.s (cP) aralığında viskozite ölçebilmektedir. 0- 90 °C sıcaklık aralığında ölçüm yapılmaktadır. 10 ml ve 35 ml standart numune kapları ile ölçüm yapılmaktadır.

Bulunduğu Laboratuvar

Enerji, 1B29
+90 232 301 92 71

Sorumlu Personel

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TURGUT
alpaslan.turgut@deu.edu.tr
+90 232 301 92 37